



คู่มือปฏิบัติงานหลัก

เรื่อง

การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์สำหรับน้ำบริโภคในภาชนะ  
บรรจุที่ปิดสนิท

จัดทำโดย

นางสาวนุชชวรา อังคารา

นักวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คู่มือปฏิบัติงานหลัก  
เรื่อง  
การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์สำหรับน้ำบริโภคในภาชนะ  
บรรจุที่ปิดสนิท

จัดทำโดย  
นางสาวนุชวรา อังคารา  
นักวิทยาศาสตร์  
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ.2567

## คำนำ

คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดทำตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเส้นทางการทำงานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจน แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์สำหรับน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานพร้อมทั้งแสดงตัวอย่างเอกสารไว้ทุกขั้นตอนของกระบวนการ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ มีความถูกต้อง ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ ทักษะความชำนาญ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับงาน

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และคำแนะนำด้วยดีตลอดมา ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริม อบรมให้ความรู้แนวทางในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณาบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ และเพื่อนร่วมงานทุกคนที่เป็นกำลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สำเร็จได้ด้วยดี

นุชวรา อังศารา

มกราคม 2567

## สารบัญ

### ส่วนที่

### หน้า

1 บริบทมหาวิทยาลัย	
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย	
ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะหลัก	
ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย	
โครงสร้างการจัดองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	
ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
โครงสร้างองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

## ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย

### ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

“มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” มีกำเนิดและพัฒนาจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช” โดยเริ่มแรกในปี พ.ศ.2448 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการจัดตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองนครศรีธรรมราช” ขึ้น โดยใช้กุฏิของพระวัดท่าโพธิ์เป็นสถานที่เรียน ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2500 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช แต่เนื่องจากก่อสร้างอาคารเรียนไม่ทัน จึงเปิดทำการสอนชั่วคราวที่อาคารห้องสมุดประชาชนสนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และในปี พ.ศ. 2502 เปิดสอนจริงในสถานที่ปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาหมาซัย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทางทิศตะวันตกตามถนนนคร-นบพิตา เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสถานที่ที่พลเอกมังกร พรหมโยธี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาสำรวจและตกลงใจ ที่จะจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นมาใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 มกราคม 2500 โดยพลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ใช้เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2500 ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เปิดรับนักเรียนมัธยมปีที่ 6 จาก 6 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร และนครศรีธรรมราช หลังจากเปิดสอนได้ 12 ปี จึงได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2512 ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) ต่อมาสามารถเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 และพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2538 ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระราชทานชื่อ “ราชภัฏ” แทนคำ “วิทยาลัยครู” พร้อม ๆ กับวิทยาลัยครูอื่น ๆ ทั่วประเทศ จากนั้นจึงได้รับการตราพระราชบัญญัติเพื่อกำกับควบคุมดูแลและพัฒนาสถาบันขึ้นชื่อว่า “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ” เมื่อพุทธศักราช 2538 ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ.2547 ในชื่อ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547” กำหนดให้มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงเปิดสอนในระดับปริญญา ทักษะวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทุนบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม วิทยฐานะครู

ปัจจุบันสถาบันแห่งนี้จึงมีฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” ปฏิบัติพันธกิจทางวิชาการ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศ สามารถเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอกได้ ควบคู่ไปกับพันธกิจด้านการวิจัย พัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนภายใต้ปรัชญา “ประทีปถิ่น ประเทืองไทย ก้าวไกลสู่สากล” 2

## เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

### เอกลักษณ์ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เน้นบริการวิชาการ  
สืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

### อัตลักษณ์ :

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นบัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ

## ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย

### ปรัชญา :

ประทีปถิ่น ประเทืองไทย ก้าวไกลสู่สากล

### วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมีสมรรถนะ และเป็น  
สถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ  
ประเทศ

### พันธกิจ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีพันธกิจที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้  
บัณฑิต
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนา  
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้  
เทคโนโลยี และน้อมนาแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำ  
ชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับ  
บริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

### **คำนิยาม :**

NSTRU คือ จิตวิญญาณชาวราชภัฏนครศรีธรรมราช

N = New Idea หมายถึง การคิดใหม่คิดชอบ คิดถูกต้อง กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ชอบและถูกต้อง

S = Service Mind หมายถึง การบริการด้วยใจ บริการอย่างฉันทมิตร ด้วยจิตสาธารณะ

T = Teamwork หมายถึง การทำงานเป็นทีม ร่วมมือในการทำงาน

R = Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบพร้อมรับการตรวจสอบทั้งในระดับองค์กร ท้องถิ่นและสังคม

U = Universal หมายถึง สู่ความเป็นสากล

### **วัฒนธรรมองค์กร :**

1. การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ
2. การมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
3. การที่บุคลากรรักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่งาน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. การที่ทุกคนมีความรักในองค์กร และมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพ
5. การให้ความสำคัญแก่กระบวนการการทำงานทุกขั้นตอน

### **สมรรถนะหลัก :**

1. การมีแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
2. การบริการที่ดี (Service Mind)
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม (Integrity)
5. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

## ตราสัญลักษณ์ :

ตรานี้มีห้าสี ด้านบนของตรามีอักษรข้อความว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” ด้านล่างของตราอักษรข้อความว่า “NAKHON SI THAMMARAT RAJABHAT UNIVERSITY”



## ความหมายของสี

1. สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
2. สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้ ซึ่งอยู่ในพื้นที่สีเขียวและแวดล้อมด้วยธรรมชาติอันขจี
3. สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏไฝฝืนและมุ่งมั่นไปให้ถึง
4. สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏปฏิบัติการทานุบำรุงส่งเสริมเผยแพร่ และอนุรักษ์มาโดยตลอด
5. สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชอา

## สีประจำมหาวิทยาลัย :



**สีเหลือง** หมายถึงพระพุทธศาสนา คือความเลื่อมใสศรัทธา และพร้อมจะปฏิบัติตามหลักธรรมนั้น ด้วยเหตุที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทสายลังกาวงศ์จึงได้ใช้สีเหลืองเป็นสีประจำสถาบัน

**สีแดง** หมายถึงความกล้าหาญ คือ กล้าคิด กล้าทำ และ กล้าทำ



ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย :


ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คือ ดอกนาคบุตร



ภาพที่ 1 ดอกนาคบุตร



โครงสร้างการจัดองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (NSTRU Organization Chart)



## ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามหาชัย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าจี้ อำเภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ตามถนนนคร-นบพิดำ เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร

**ปีการศึกษา 2500** เมื่อ 1 มิถุนายน 2550 ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)

**ปีการศึกษา 2512** เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2512 เปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช เป็นวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

**ปีการศึกษา 2513** ก่อตั้งหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ เปิดสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ในระดับ ป.กศ. และ ป.กศ. ชั้นสูง(ป.กศ.ชั้นสูง)

**ปีการศึกษา 2517** วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชเป็น 1 ใน 7 แห่งที่เปิดสอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพียงสาขาวิชาเดียว

**ปีการศึกษา 2518** ก่อนปี พ.ศ. 2518 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีฐานะเป็นหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ เปิดสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ในระดับ ปกศ. และปกศ.ชั้นสูง สำหรับวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปเปิดสอนครั้งแรกปี พ.ศ. 2513 ต่อมาปี พ.ศ. 2517 เปิดสอนระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

**ปีการศึกษา 2518** มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 โดยที่วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชได้มีการแบ่งสายการบริหารทางวิชาการเป็นคณะวิชา คณะวิชาวิทยาศาสตร์ จึงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ มีหน้าที่ผลิตครูวิทยาศาสตร์ถึงระดับปริญญาตรี ทำการวิจัยส่งเสริมอบรม และเพิ่มวิทยฐานะของครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งมีการแบ่งสายงานบริหารในคณะวิชาเป็นสำนักงานคณะวิชาและภาควิชา 9 ภาควิชา คือ เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ เคมี ชีววิทยา พลศึกษาและนันทนาการ ฟิสิกส์สุขศึกษา และอุตสาหกรรมศิลป์ ผู้บริหารหน่วยงานในคณะเรียกว่าหัวหน้าคณะวิชา และหัวหน้าภาควิชา สาขาวิชาที่เปิดสอนเมื่อเริ่มตั้งคณะวิชา นอกจากระดับประกาศนียบัตร (ป.กศ.) แล้วมีการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมศิลป์ คหกรรมศาสตร์ และเปิดสอนระดับปริญญาตรีหลังอนุปริญญาตรีคือ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป เปิดสอนวิชาเอกเกษตรศาสตร์เมื่อปีการศึกษา 2521 และในปี 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา พลศึกษา ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

**ปีการศึกษา 2521** วิทยาลัยได้เปิดโครงการอบรมครูและบุคลากรประจำการ (อ.คป.) เพื่อเป็นการส่งเสริมวิชาชีพและวิทยฐานะของครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาตามหน้าที่ใน พ.ร.บ. วิทยาลัยครูร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึงปีการศึกษา 2529 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอน อ.คป. สาขาวิชาวิชาการศึกษาศาสตร์ 2 ปี หลังอนุปริญญา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

**ปีการศึกษา 2527** วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชในฐานะที่ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นวิทยาลัยชุมชนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับสูงออกสู่ประชาชน และเร่งรัดจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและสร้างกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น คณะวิชาวิทยาศาสตร์จึงได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคการอาชีพ (ป.ทอ.) วิชาเอกวิศวกรรมและการก่อสร้างและในปีเดียวกันนี้ได้มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับที่ 2 กำหนดให้วิทยาลัยครูเปิดสอนสาขาวิชาวิชาการอื่นนอกจากสาขาวิชาวิชาการศึกษาศาสตร์ได้ จึงโอนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยครูเข้าเป็นนักศึกษาวิทยาลัยครูและปรับรายวิชาของหลักสูตร ประกาศนียบัตรเทคนิคการอาชีพเข้าเป็นหลักสูตรอนุปริญญา วิชาเอกพืชศาสตร์และวิชาเอกการก่อสร้าง ในปีการศึกษา 2528 และเปิดสอนวิชาเอกเขตรามิกส์ขึ้นในปีนี้ด้วย และเมื่อมีการแบ่งภารกิจในการผลิตบัณฑิตเป็นสาขาวิชาที่ชัดเจนขึ้น ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการจึงต้องย้ายไปสังกัดคณะวิชาครุศาสตร์ ในปีการศึกษา 2528 ด้วยเช่นกัน

**ปีการศึกษา 2529** วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป สุขศึกษา คหกรรม และอุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ซึ่งพัฒนามาจากโครงการ อ.คป. โดยเปิดสอนทั้งสาขาวิชาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนสาขาวิชาวิชาการศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศิลป์ สุขศึกษาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาตรีหลังอนุปริญญา และวิชาเอกเขตรามิกส์ ระดับอนุปริญญา

**ปีการศึกษา 2531** คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการอาหาร และวิชาเอกเทคโนโลยีการเกษตร ระดับอนุปริญญา และวิชาเอกสุขศึกษาและวิชาเอกเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

**ปีการศึกษา 2533** ได้ก่อตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์และเปิดสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ระดับอนุปริญญาเป็นปีแรก ต่อมาในปีการศึกษา 2537 ภาควิชาคอมพิวเตอร์เปิดสอนโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเปิดสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ในสาขาวิชาวิชาการศึกษาในปี 2539

**ปีการศึกษา 2534** เปิดสอนโปรแกรมวิชาสุขศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2536 เปิดสอนโปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยครุนครศรีธรรมราช เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 คณะวิชาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารคณะมีตำแหน่งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2539 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แยกไปตั้งคณะใหม่เป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แต่ยังคงได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินด้านการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ร่วมกับกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**ปีการศึกษา 2542** สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ประกาศให้คณะวิชาบริหารแบบโปรแกรมวิชา โดยยกเลิกภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะเป็นคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยคณบดีเป็นประธานกรรมการรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา จาก 8 สาขาวิชา คือ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คหกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นกรรมการและเลขานุการปีการศึกษา 2542 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำหน้าที่จัดการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 12 โปรแกรมวิชาคือ ระดับปริญญาตรี มี 9 โปรแกรมวิชา ได้แก่ เกษตรศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมี ชีววิทยาประยุกต์ คหกรรมศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) มี 1 โปรแกรมวิชา คือ เทคโนโลยีการเกษตร และระดับอนุปริญญา มี 2 โปรแกรมวิชา คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเคมีปฏิบัติ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่จัดการศึกษาสาขาวิชาวิชาการศึกษาร่วมกับคณะครุศาสตร์ จำนวน 7 โปรแกรมวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ฟิสิกส์ คหกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา และชีววิทยา ปีการศึกษา 2545 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มอีกหนึ่งโปรแกรมวิชา

**ปีการศึกษา 2547** สถาบันราชภัฏได้สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ และโปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน รวมเป็น 15 โปรแกรมวิชา และในปีการศึกษา 2549 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณบดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

**ปีการศึกษา 2550** ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 12 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสถิติประยุกต์คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) เคมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟิสิกส์วิทยาการพัฒนารังสีวิทยาการชีวภาพและจุลชีววิทยา

**ปีการศึกษา2551** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดสอนระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 12 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสถิติประยุกต์คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟิสิกส์ วิทยาการพัฒนาศาสตร์พยาบาลและจุลชีววิทยา

**ปีการศึกษา2554** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2552 และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ปรับปรุงพ.ศ. 2554)มี 7 สาขาวิชา คือ เคมี ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม อาหารและโภชนาการสถิติสารสนเทศศาสตร์และได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และในปีการศึกษาเดียวกัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดสอนระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและร่วมกับคณะครุศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ อาหารและโภชนาการ เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา และสาธารณสุขศาสตร์

**ปีการศึกษา2556** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 จำนวน 5 สาขาวิชาคือ จุลชีววิทยา ฟิสิกส์เคมีคณิตศาสตร์และเกษตรศาสตร์และปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี14 สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาเคมีสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาสถิติสารสนเทศศาสตร์สาขาวิชาสถิติประยุกต์สาขาวิชาคณิตศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และเปิดสอนระดับมหาบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

**ปีการศึกษา2557** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตในระดับปริญญาตรี10 สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาเคมีสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาสถิติสารสนเทศศาสตร์สาขาวิชาสถิติประยุกต์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม แต่หากหลักสูตรมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่ถึง 10 คน มหาวิทยาลัยจะปิดการเปิดสอนในปี

**ปีการศึกษา 2558** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี จำนวน 11 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสถิติสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

**ปีการศึกษา 2559** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ จำนวน 11 สาขาวิชา ได้แก่ เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาธารณสุขศาสตร์ สถิติสารสนเทศศาสตร์ และภาคพิเศษ มี 1 สาขาวิชาคือ สาธารณสุขศาสตร์

นอกจากนี้ปีการศึกษา 2559 มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับพ.ศ. 2558 และแนวทางการ Reprofile ของมหาวิทยาลัยที่คำนึงถึงศักยภาพความเป็นเลิศของสถาบันให้สามารถผลิตบัณฑิตงานวิจัยองค์ความรู้ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมเพื่อรองรับความท้าทายในอนาคตโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นและประเทศบูรณาการความร่วมมือกับการศึกษาทุกระดับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเน้นการพัฒนาวิทยาการความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งประกอบด้วย 1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สเปา เป็นต้น 3) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี-มาร์เก็ตเพลส อี-คอมเมิร์ซ เป็นต้น 5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น

สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา 2556 ได้ปรับปรุงหลักสูตร และได้เปิดรับนักศึกษา แต่นักศึกษาที่เข้าเรียนมีจำนวนน้อย ไม่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่กำหนด จำนวนนักศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 10 คน จึงเปิดทำการเรียนการสอนได้ มหาวิทยาลัยให้ทางหลักสูตรหยุดทำการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 มีนักศึกษาเก่าที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา 1 คน ซึ่งผ่านการสอบปากเปล่าและเผยแพร่วิทยานิพนธ์แล้ว กำลังอยู่ระหว่างการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ทางหลักสูตรจึงได้

ทำหนังสือขอปิดหลักสูตรและเป็นไปตามกลไกการปิดหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผลการพิจารณาให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตได้

**ปีการศึกษา 2559** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ จำนวน 10 สาขาวิชา ได้แก่ เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาธารณสุขศาสตร์ สถิติสารสนเทศศาสตร์ และภาคพิเศษ มี 1 สาขาวิชาคือ สาธารณสุขศาสตร์ สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา 2556 ได้ปรับปรุงหลักสูตร และได้เปิดรับนักศึกษา แต่นักศึกษาที่เข้าเรียนมีจำนวนน้อย ไม่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่กำหนด จำนวนนักศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 10 คน จึงเปิดทำการเรียนการสอนได้ มหาวิทยาลัยให้ทางหลักสูตรหยุดทำการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 มีนักศึกษาเก่าที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา 1 คน ซึ่งผ่านการสอบปากเปล่าและเผยแพร่วิทยานิพนธ์แล้ว กำลังอยู่ระหว่างการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ทางหลักสูตรจึงได้ทำหนังสือขอปิดหลักสูตรและเป็นไปตามกลไกการปิดหลักสูตร โดยผ่าน ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผลการพิจารณาให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตได้ ในปีการศึกษา 2559

**ปีการศึกษา 2560** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาปกติ จำนวน 9 สาขาวิชา ได้แก่ เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และ สาธารณสุขศาสตร์

**ปีการศึกษา 2561** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาปกติ จำนวน 10 สาขาวิชา ได้แก่ เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และสาธารณสุขศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรภาคการศึกษาปกติ

**ปีการศึกษา 2563** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตภาคการศึกษาปกติ จำนวน 11 สาขาวิชา ได้แก่ เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาธารณสุขศาสตร์ และนวัตกรรมชีวภาพ ภาคพิเศษ มี 1 สาขาวิชาคือ สาธารณสุขศาสตร์ และเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์



## ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก

### ปรัชญา

คิดเป็น เติมนวัตกรรม นำเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

### วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นเลิศงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

### พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม มีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และมีทักษะของการเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงพร้อมตอบสนองต่อยุคชีวิตวิถีใหม่
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
3. พัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการศาสตร์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในคณะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

### ค่านิยมหลัก

SCT คือ จิตวิญญาณชาววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

S = Science Thinking หมายถึง กระบวนการคิดอย่างวิทยาศาสตร์

C = Community Based Local Development หมายถึง การพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ชุมชนเป็นหลัก

T = Technology and Innovation หมายถึง พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

## สมรรถนะหลัก เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ นโยบาย

### สมรรถนะหลัก

1. การมีแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
2. การบริการที่ดี (Service Mind)
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม (Integrity)
5. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

### เอกลักษณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เน้นบริการวิชาการ สืบสานทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม

### อัตลักษณ์

บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นบัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ

### นโยบาย

1. การรักการเรียนรู้ ก้าวทันโลก และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรที่มีคุณภาพ
3. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลเป็นฐานในการพัฒนา
4. การมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม โลก และสิ่งแวดล้อม

ตราสัญลักษณ์ สีประจำคณะ ดอกไม้ประจำคณะ

ตราสัญลักษณ์




สีประจำคณะ

สีเหลือง

ดอกไม้ประจำคณะ



# โครงสร้างการบริหารงาน



## คณะกรรมการประจำคณะ



ศ.ดร.ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน  
ประธานกรรมการ



ศ.ดร.ชนินฐา กิรติภักทกาญจน์  
กรรมการ



ดร.นฤมล มีบุญ  
กรรมการ



ดร.จวีพร ยืนนาน  
กรรมการ



รศ.นฤมล อัครกตมณี  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



นางสาวละมุนย์ จินกระวี  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



นายศรีโรจน์ อนุตรเศรษฐ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



ศ.ดร.สาระ บำรุงศรี  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



นายสุทัศน์ เหมทานนท์  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



ศ.ดร.ฉัตรชัย สังข์ผูก  
กรรมการผู้แทนประธานหลักสูตร



ศ.ดร.วิฑนนรงค์ มากพันธ์  
กรรมการผู้แทนประธานหลักสูตร



ศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน  
ผู้แทนอาจารย์ประจำหลักสูตร



ศ.ดร.อนุสรณ์ จิตมนัส  
ผู้แทนอาจารย์ประจำหลักสูตร



ศ.ดร.สุภาวดี งามสุตร  
ผู้แทนอาจารย์ประจำหลักสูตร



นางสาวเตือนใจ คชภูมิ  
เลขานุการ

ข้อมูลตามคำสั่งที่ 4/2565 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  
อัปเดตข้อมูลวันที่ 1 มีนาคม 2565

## ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการตรวจวิเคราะห์

น้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันที่ไม่สามารถขาดได้ คุณภาพของน้ำที่ใช้ในการบริโภค จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องคำนึงถึง แนวทางหนึ่งที่จะตรวจสอบคุณภาพของน้ำได้คือ การวิเคราะห์ทดสอบ จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กำหนด ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน ดังกล่าวมีหน้าที่ในการออกมาตรฐานโดยตรง

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาเป็นโครงการบริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทดสอบทาง วิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่ง ได้แก่ การบริการตรวจวิเคราะห์ น้ำ อาหาร เครื่องดื่ม สุรากลิ่นพื้นบ้าน ดิน ปุ๋ย พีช สมุนไพร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงาน ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป และได้มีการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาให้กับการเรียนการสอนและงานวิจัยของนักศึกษา การตรวจวิเคราะห์ ทางจุลชีววิทยามีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากเทคนิคเบื้องต้นเป็นความรู้ พื้นฐานและความชำนาญในงานการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์จะป้องกันการเกิดความผิดพลาดจากการ ตรวจวิเคราะห์ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ วิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์สำหรับน้ำ บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่เป็นที่ยอมรับและนิยมกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกคือ วิธีวิเคราะห์คุณภาพ น้ำด้วยวิธีมาตรฐานจากเอกสารคู่มือ Standard method for the


การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจะเน้นเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทดสอบจุลินทรีย์ที่ครอบคลุมตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง คือ ฉบับที่ 61 เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท และตาม ประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค มอก.257-2549 รวมถึงครอบคลุมตามประกาศ ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค



## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


### 1. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน (Work Flow) การตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์



**หมายเหตุ** รวมระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ทั้งสิ้น 15 วันทำการ (โดยไม่รวมระยะเวลาของขั้นตอนที่ 4 ทำลายตัวอย่าง)

Work Flow แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ขั้นตอนที่ 1 การรับตัวอย่าง





## 1.การรับตัวอย่าง

- การยื่นความประสงค์ขอรับบริการ ผู้รับบริการภายใน/ภายนอกที่มีความประสงค์ขอรับบริการ วิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบขอส่งตัวอย่าง เอกสารหมายเลข SC-WI 57 005 ให้ครบถ้วนและชัดเจนทุกข้อ

- ผู้รับบริการ ส่งแบบฟอร์มใบขอส่งตัวอย่างที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และส่งตัวอย่างที่ต้องการ วิเคราะห์ทดสอบให้แก่เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง

- การลงทะเบียนรับตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับตัวอย่าง จัดทำทะเบียนรายการ ตัวอย่าง โดยนำรายละเอียดของแบบบันทึกใบส่ง/รับตัวอย่าง ลงในสมุดบันทึกรายละเอียดการรับตัวอย่างให้ ครบถ้วน (SC-FS 001)

- การระบุรหัสตัวอย่าง Lab Sample ID ศูนย์วิทยาศาสตร์มีหลักการกำหนด Lab Sample ID คือ ใช้รหัส SC นำหน้าตามด้วยตัวเลขสองหลักเป็นปีพุทธศักราชของปีงบประมาณ ตามด้วยเครื่องหมาย“-” และใช้รหัส W ตามด้วยตัวเลขสามหลักเป็นลำดับตัวอย่างโดยเริ่มที่ 001 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับ ตัวอย่าง ดำเนินการระบุรหัสตัวอย่างทดสอบ ลงในสมุดบันทึกรายละเอียดการรับตัวอย่าง (SC-FS 001) และ ลงรายละเอียดที่ระบุรหัสแล้วลงในฉลากเพื่อดำเนินการติดฉลากที่ข้างขวดตัวอย่าง

- ผู้รับบริการรอรับใบเสร็จรับเงินและบัตรนัดรับผลทดสอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรายงาน ผลและติดต่อเจ้าหน้าที่

- เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง นำส่งตัวอย่างให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพร้อมใบส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ทดสอบทางวิทยาศาสตร์และแบบบันทึกการรับตัวอย่าง เอกสารหมายเลข SC-WI 57 05 และเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการเช่นลงในสมุดบันทึกรายละเอียดการรับตัวอย่าง (SC-FS 001) ให้ครบถ้วน

- การตรวจรายละเอียดตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบรายละเอียดในแบบฟอร์ม ตามข้อ 6.1.2 โดยมีรายละเอียดของตัวอย่าง เช่น ชนิดตัวอย่าง สถานที่เก็บ วันเวลาเก็บพารามิเตอร์ที่ทดสอบ ผู้เก็บตัวอย่าง และอื่นๆ โดยพิจารณา ดังนี้

- กรณีที่สภาพตัวอย่างสมบูรณ์ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด มีข้อมูลเพียงพอและ รายละเอียดใน แบบบันทึกการรับตัวอย่าง เอกสารหมายเลข SC-WI 57 05 สมบูรณ์ ครบถ้วนเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการ ลงลายมือชื่อผู้รับตัวอย่าง ก่อนดำเนินการลงรายการรับตัวอย่างต่อไป

- กรณีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกันหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ หรือมีข้อมูลแต่ละเอียดอ่อน เสียหายจนอาจทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการและบันทึกไว้ในแบบบันทึก การรับตัวอย่าง เอกสารหมายเลข SC-WI 57 05

- กรณีการรับตัวอย่างนอกเหนือจากเวลาดำเนินงานของห้องปฏิบัติการให้ผู้ให้บริการ แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพื่อรอรับตัวอย่าง

- กรณีที่ห้องปฏิบัติการไม่อยู่ในความสามารถที่จะทำการทดสอบตามเวลาปกติได้ เนื่องจาก มีปริมาณตัวอย่างเข้ามาจำนวนมาก เครื่องมือชำรุด ความไม่พร้อมของสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบ ต่างๆ

ผู้รับตัวอย่างแจ้งผู้ให้บริการ หากผู้ให้บริการยินยอม หรืออื่นๆ ทำให้การทดสอบล่าช้ากว่าปกติ ไม่สามารถ  
รายงาน

ผลการทดสอบ ในระยะเวลาปกติได้ ให้

ให้บันทึกลงในแบบบันทึกการทบทวนคำขอบริการ ข้อเสนอการประมูลและข้อสัญญา

- กรณีตัวอย่างไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ผู้รับตัวอย่างแจ้งหัวหน้ากลุ่มงาน  
วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ทราบและมอบหมายให้ผู้รับตัวอย่าง ดำเนินการแจ้งผู้ให้บริการรับตัวอย่างกลับ หรือ  
ส่งตัวอย่างใหม่ แล้วแต่กรณี

- การรักษาสภาพตัวอย่าง

- เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างนำตัวอย่าง เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิประมาณ 4 ถึง -18 °C โดยบันทึก  
ข้อมูลตัวอย่างลงเอกสารบันทึกการเก็บ/เบิกจ่ายตัวอย่าง (SC-WI 57 06) เพื่อให้ผู้ทดสอบเบิกตัวอย่างไป  
ทดสอบต่อไป

- การบันทึกและเฝ้าระวังการเก็บรักษาตัวอย่าง

(1) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจเช็คอุณหภูมิของตู้เย็นเก็บตัวอย่าง และ  
บันทึกลงในแบบบันทึกอุณหภูมิตู้เย็น (SC-FS 002) และต้องมีการรักษาความสะอาด ตู้เก็บตัวอย่างอยู่  
สม่ำเสมอ

(2) การดำเนินการเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บตัวอย่างเมื่อตรวจพบปัญหาที่  
เกิดกับตัวอย่าง หรืออุณหภูมิที่ใช้เก็บตัวอย่างไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ ให้ดำเนินการแจ้งผู้จัดการด้านวิชาการ เพื่อ  
ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

- การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงภายหลังการรับตัวอย่าง

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่ได้ทำกันไว้ตั้งแต่ก่อนการรับตัวอย่าง ไม่ว่าจะเกิดจาก  
ทางห้องปฏิบัติการหรือผู้ให้บริการ ให้ปฏิบัติดังนี้

- กรณีผู้ให้บริการร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใหม่ โดยให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่  
ห้องปฏิบัติการเป็นผู้รับเรื่อง และลงบันทึกข้อตกลงใหม่ในแบบบันทึกการทบทวนคำขอบริการ ข้อเสนอการ  
ประมูลและข้อสัญญา

- กรณีที่เจ้าหน้าที่ทดสอบ/ผู้รับตัวอย่าง/เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการร้องขอเปลี่ยนแปลง  
ข้อตกลงใหม่ เช่น เครื่องมือทดสอบชำรุดหรือขัดข้องในระหว่างการทดสอบ ฯลฯ โดยให้ทำบันทึกแจ้งหัวหน้า  
กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พิจารณา


- หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/ผู้จัดการด้านวิชาการ พิจารณาและดำเนินการ  
ตอบกลับผู้ให้บริการ โดยทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใหม่ และบันทึกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง  
ใหม่ไว้ในแบบฟอร์มการรับ-ส่งตัวอย่าง

- กรณีผลจากการตกลงใหม่ ต้องใช้ตัวอย่างในการทดสอบซ้ำ/เพิ่มเติม แต่ตัวอย่างที่  
เหลืออยู่ไม่เพียงพอในการทดสอบ ให้แจ้งผู้ให้บริการ ว่าห้องปฏิบัติการจะดำเนินการทดสอบในรายการ

ทดสอบเท่าที่ตัวอย่างที่เหลือจะทำได้เท่านั้น โดยให้บันทึกไว้ในแบบบันทึกการทบทวนคำขอบริการ ข้อเสนอ  
การประมูลและข้อสัญญา

- แจ้งเจ้าหน้าที่ทดสอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้รับทราบเกี่ยวกับข้อตกลงใหม่

Work Flow แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบตัวอย่าง



## 2.การทดสอบตัวอย่าง การมอบหมายงานทดสอบ ดำเนินการดังนี้

ผู้จัดการด้านวิชาการ พิจารณามอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ทดสอบทำการทดสอบตัวอย่าง ตามพารามิเตอร์ที่ผู้ให้บริการระบุ หลังจากที่ได้รับรหัสตัวอย่างแล้ว โดยบันทึกลงในแบบฟอร์มมอบหมายงานงานทดสอบ ระบุเดือน/ปี ที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ทดสอบลงนามรับทราบ

### 2.1 ขั้นตอนการเบิกตัวอย่าง

เจ้าหน้าที่ทดสอบ/ผู้ที่เบิกตัวอย่างไปทดสอบลงข้อมูลในเอกสารบันทึกขออนุมัติทดสอบตัวอย่าง (SC-WI 57 06)

### 2.2 ขั้นตอนการทดสอบ

เจ้าหน้าที่ทดสอบทำการเบิกตัวอย่าง และบันทึกข้อมูลลงในใบบันทึกขออนุมัติทดสอบตัวอย่าง (SC-WI 57 06) เพื่อนำไปทำการทดสอบตามจำนวน/ปริมาตร ที่เหมาะสม เพื่อให้มีปริมาตรตัวอย่างที่เหลือเพียงพอสำหรับทดสอบพารามิเตอร์อื่น หรือทดสอบซ้ำโดยทำการทดสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้หากระหว่างทำการทดสอบมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่ได้ทำไว้ตอนรับตัวอย่างครั้งแรกไม่ว่าจะเกิดจากผู้ให้บริการ หรือเกิดจากห้องปฏิบัติการเอง ให้ดำเนินการตามข้อตกลงใหม่

### 2.3 การควบคุมคุณภาพและการบันทึกผลการทดสอบ


2.3.1 เจ้าหน้าที่ทดสอบนำข้อมูลผลการทดสอบทุกรายการจากการมอบหมายงาน และบันทึกผลการทดสอบลงในบันทึกผลการทดสอบแต่ละพารามิเตอร์ และลงผลในแบบบันทึกผลการทดสอบรวม (SC-FS 003) ส่งให้หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์/ผู้จัดการด้านวิชาการ ตรวจสอบผลการทดสอบ และตรวจสอบเกณฑ์การทดสอบ

2.3.2 หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์/ผู้จัดการด้านวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้องของผลการคำนวณการทดสอบ และตรวจสอบเกณฑ์การทดสอบ หากไม่พบข้อผิดพลาด ให้ดำเนินการต่อไป

2.3.3 หากพบข้อผิดพลาด หรือมีส่วนที่ต้องแก้ไขของผลการคำนวณ หรือผลการทดสอบไม่อยู่ในเกณฑ์ควบคุมคุณภาพ ให้ผู้ทดสอบทดสอบใหม่ หรือแก้ไขให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพแล้วนำเสนอหัวหน้างานวิเคราะห์/ผู้จัดการด้านวิชาการ พิจารณาอีกครั้ง

2.3.4 หากพบข้อผิดพลาด ในการบันทึกผลการทดสอบของผลการคำนวณ หรือการบันทึกที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ควบคุมคุณภาพ ให้แก้ไข โดยผู้แก้ไขใช้วิธีการขีดฆ่าแล้วเซ็นชื่อกำกับ

Work Flow แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการทดสอบ




3.การรายงานผลการทดสอบ

- 3.1 ผู้จัดการด้านวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดสอบ การถ่ายโอนข้อมูล
- 3.2 ผู้จัดการด้านวิชาการ นำผลการทดสอบที่ได้ตรวจสอบแล้วให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิมพ์ผล  
รายงานการทดสอบลงในแบบบันทึกใบรายงานผลการทดสอบ
- 3.3 หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ตรวจสอบผลรายงานและลงลายมือชื่อรับรองผลการ  
ทดสอบในแบบบันทึกใบรายงานผลการทดสอบ (SC-FS 004)

## Work Flow แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

### ขั้นตอนที่ 4 การทำลายตัวอย่าง



#### 4 การทำลายตัวอย่าง

4.1 เจ้าหน้าที่ทดสอบ/ผู้ได้รับมอบหมายบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการทำลายตัวอย่าง ในสมุดบันทึกการเก็บ/ทำลายตัวอย่าง เพื่อขออนุมัติทำลายตัวอย่าง

4.2 เมื่อผู้จัดการคุณภาพอนุมัติ เจ้าหน้าที่ทดสอบ/ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการจำหน่ายตัวอย่าง หลังจากวันที่รายงานผลการทดสอบแล้ว 3 วันทำการโดยนำตัวอย่างที่ต้องการทำลายออกจากตู้เย็นที่เก็บตัวอย่าง

4.3 แกะฉลากที่ติดข้างภาชนะตัวอย่างออก ส่งให้เจ้าหน้าที่ล้างอุปกรณ์ทำลายตัวอย่าง โดยการ  
เปิดน้ำประปา ก่อน เทตัวอย่างทิ้งลงในอ่างสำหรับทิ้งตัวอย่าง เปิดน้ำตามประมาณ 5 เท่า ของปริมาตรตัวอย่าง

4.4 เจ้าหน้าที่ล้างอุปกรณ์สำหรับใส่ตัวอย่าง และจัดเก็บเข้าตู้

## 5. มาตรฐานคุณภาพงานทดสอบ

ร้อยละ 80 ของจำนวนตัวอย่างน้ำทิ้งที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (15 วัน  
ทำการ)

## 6. ระบบติดตามประเมินผล

6.1 ให้กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลกระบวนการตรวจวิเคราะห์

6.2 หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ จะเป็นผู้ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันทุก  
กลุ่มงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง  
กระบวนการปฏิบัติงานต่อไป ทุก 6 เดือน

## 7. เอกสารอ้างอิง

ตารางบันทึกข้อมูลแผนการติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือกระบวนการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้งของ  
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 โดยดำเนินการรายงานผลการทดสอบตัวอย่างน้ำทิ้ง รายไตรมาส

## 8. แบบฟอร์มที่ใช้

8.1 สมุดบันทึกรายละเอียดการรับตัวอย่างให้ครบถ้วน (SC-FS 001)

8.2 บันทึกลงในแบบบันทึกอนุมัติเยี่ยม (SC-FS 002)

8.3 บันทึกผลการทดสอบลงในบันทึกผลการทดสอบแต่ละพารามิเตอร์ และลงผลในแบบบันทึกผลการ  
ทดสอบรวม (SC-FS 003)

8.4 แบบบันทึกใบรายงานผลการทดสอบ (SC-FS 004)



## 2. วิธีการและรายละเอียดการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ

ตามเกณฑ์ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขมีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของจุลินทรีย์เกี่ยวกับน้ำบริโภค (ภาคผนวก 1) นั้น ผู้จัดทำได้มีวิธีการตรวจวิเคราะห์และมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 การตรวจวิเคราะห์ Coliforms, Fecal coliforms และ *Escherichia coli* ในน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยวิธี Most Probable Number (MPN)

2.2 การตรวจวิเคราะห์ *Staphylococcus aureus* ในน้ำบริโภค ด้วยวิธีการกรองผ่านแผ่นเมมเบรน (Membrane Filtration)

2.3 การตรวจวิเคราะห์ *Salmonella* spp. ในน้ำบริโภค ด้วยวิธีการกรองผ่านแผ่นเมมเบรน (Membrane Filtration)

## 2.1 การตรวจวิเคราะห์ Coliforms, Fecal coliforms และ *Escherichia coli* ในน้ำบริโภคน้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยวิธี Most Probable Number (MPN)

### 1). วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ

1. หลอดทดลอง (test tube) ขนาด 180\*18 มิลลิเมตร, 150\*16 มิลลิเมตร และ 100\*13 มิลลิเมตร
2. หลอดดัดก้ำก๊าซ (Durham tube) ใส่ทุกหลอดทดลอง
3. ตะแกรงหลอดทดลอง (test tube rack)
4. ไมโครปิเปต (micropipette) และปิเปตทิป ขนาด 5 มิลลิลิตร 1 มิลลิลิตร และ 0.2 มิลลิลิตร
5. กระจบอกรตวง ขนาด 100 มิลลิลิตร
6. ตะเกียงแอลกอฮอล์
7. ไฟแช็คหรือไม้ขีดไฟ
8. หัวถ่ายเชื้อและเข็ม (loop and needle)
9. จานเพาะเชื้อ (petri dish)
10. ขวดรูปชมพู่ (flask) หรือขวดแก้วฝาเกลียว ขนาด 250 และ 500 มิลลิลิตร
11. เครื่องชั่ง (balance machine)
12. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (autoclave) อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที
13. ตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) อุณหภูมิ  $35 \pm 0.5$  องศาเซลเซียส และ 37 องศาเซลเซียส
14. อ่างน้ำแบบควบคุมอุณหภูมิ (water bath)  $44.5 \pm 0.2$  องศาเซลเซียส

### 2). อาหารเลี้ยงเชื้อ

1. Lauryl Sulfate Lactose Broth (LST) ที่มีความเข้มข้น 2 เท่า ที่มีหลอดดัดก้ำก๊าซ


วิธีการเตรียม

- 1.1 ชั่งอาหารเลี้ยงเชื้อ LST สำเร็จรูป จำนวน 71.2 กรัม ละลายในน้ำกลั่นจำนวน 1 ลิตร
- 1.2 นำไปอุ่นให้อาหารละลายดี แบ่งใส่หลอดทดลองที่มีหลอดดัดก้ำก๊าซอยู่แล้วภายใน ปริมาตรหลอดละ 10 มิลลิลิตร

- 1.3 นำไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง autoclave ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที

หมายเหตุ

- ในช่วงหลังการนึ่งฆ่าเชื้อครบเวลาแล้ว ควรรอจนกว่าอุณหภูมิจะเย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้อง จึงเปิดเครื่อง เพื่อ กันแรงกดอากาศในหลอดอาหารอาจทำให้หลอดดัดก้ำก๊าซคลายอากาศออกไม่หมด



รูปที่ 1 แสดงอาหารเลี้ยงเชื้อ LST ความเข้มข้น 2 เท่า ในหลอดทดลอง

## 2. Brilliant Green Lactose Bile broth 2% (BGLB) ที่มีหลอดดักก๊าซ

### วิธีการเตรียม

2.1 ชั่งอาหารเลี้ยงเชื้อ BGLB สำเร็จรูป จำนวน 40 กรัม ละลายในน้ำกลั่นจำนวน 1 ลิตร

2.2 นำไปอุ่นให้อาหารละลายดี แบ่งใส่หลอดทดลองที่มีหลอดดักก๊าซอยู่แล้วภายใน ปริมาตรหลอดละ 10 มิลลิลิตร

2.3 นำไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง autoclave ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที

### หมายเหตุ

-ในช่วงหลังการนึ่งฆ่าเชื้อครบเวลาแล้ว ควรรอจนกว่าอุณหภูมิจะเย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้อง แล้วจึงเปิดเครื่องเพื่อกันแรงกดอากาศในหลอดอาหารอาจทำให้หลอดดักก๊าซคลายอากาศออกไม่หมด



รูปที่ 2 แสดงอาหารเลี้ยงเชื้อ BGLB ในหลอดทดลอง

### 3. EC medium ที่มีหลอดดักก๊าซ

#### วิธีการเตรียม

3.1 ชั่งอาหารเลี้ยงเชื้อ EC medium สำเร็จรูป จำนวน 37 กรัม ละลายในน้ำกลั่นจำนวน 1 ลิตร

3.2 นำไปอุ่นให้อาหารละลายดี แบ่งใส่หลอดทดลองที่มีหลอดดักก๊าซอยู่แล้วภายใน ปริมาตรหลอดละ 10 มิลลิลิตร

3.3 นำปิ้งฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง autoclave ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที

#### หมายเหตุ

- ในช่วงหลังการนึ่งฆ่าเชื้อครบเวลาแล้ว ควรรอจนกว่าอุณหภูมิจะเย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้อง แล้วจึงเปิดเครื่องเพื่อกันแรงกดอากาศในหลอดอาหารอาจทำให้หลอดดักก๊าซคลายอากาศออกไม่หมด




รูปที่ 3 แสดงอาหารเลี้ยงเชื้อ EC medium ในหลอดทดลอง

#### 4. Eosin Methylene Blue (EMB) agar

##### วิธีการเตรียม

- 4.1 ชั่งอาหารเลี้ยงเชื้อ EMB agar สำเร็จรูป จำนวน 37.46 กรัม ละลายในน้ำกลั่นจำนวน 1 ลิตร
- 4.2 นำไปต้มให้หุ้่นละลายดี แบ่งใส่ขวดรูปชมพู่ (flask) หรือขวดแก้วฝาเกลียว
- 4.3 นำไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง autoclave ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที
- 4.4 เทใส่จานเพาะเชื้อที่ปลอดเชื้อปริมาณจานละประมาณ 20 มิลลิลิตร




รูปที่ 4 แสดงอาหารเลี้ยงเชื้อ EMB agar ในจานเพาะเชื้อ

#### 5. Tryptone Soya Agar (TSA)

##### วิธีการเตรียม

- 5.1 ชั่งอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA สำเร็จรูป จำนวน 40 กรัม ละลายในน้ำกลั่นจำนวน 1 ลิตร
- 5.2 นำไปต้มให้หุ้่นละลายดี แบ่งใส่ขวดรูปชมพู่ (flask) หรือขวดแก้วฝาเกลียว
- 5.3 นำไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง autoclave ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที
- 5.4 เทใส่จานเพาะเชื้อที่ปลอดเชื้อปริมาณจานละประมาณ 20 มิลลิลิตร



รูปที่ 5 แสดงอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA ในจานเพาะเชื้อ

6. อาหารชุดทดสอบ IMViC test (Tryptophan broth, MR-VP medium and Simmons citrate agar slant)

-Tryptophan Broth (Tryptone Water)

วิธีการเตรียม

1. ชั่งอาหาร Tryptone Broth สำเร็จรูป จำนวน 15.0 กรัม ละลายในน้ำกลั่น 1 ลิตร
2. นำไปอุ่นให้อาหารละลายได้ดี แบ่งใส่หลอดทดลอง ปริมาตรหลอดละ 5 มิลลิลิตร
3. นำไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง autoclave ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที



รูปที่ 6 แสดงอาหาร Tryptone broth ในหลอดทดลอง

## -MR-VP Medium

### วิธีการเตรียม

1. ชั่งอาหาร MR-VP Medium สำเร็จรูป จำนวน 17.0 กรัม ละลายในน้ำกลั่น 1 ลิตร
2. นำไปอุ่นให้อาหารละลายได้ดี แบ่งใส่หลอดทดลองมาตรฐาน ปริมาตรหลอดละ 5 – 7 มิลลิลิตร
3. นำไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง autoclave ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที




รูปที่ 7 แสดงอาหาร MR-VP broth ในหลอดทดลอง 26

- Simmons citrate agar

วิธีการเตรียม

1. ชั่งอาหาร Simmons citrate agar สำเร็จรูป จำนวน 24.28 กรัม ละลายในน้ำกลั่น 1 ลิตร
2. นำไปต้มให้วุ้นละลายได้ดี แบ่งใส่หลอดทดลอง ปริมาตรหลอดละ 5 มิลลิลิตร
3. นำไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง autoclave ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที
4. เสร็จแล้วนำหลอดอาหารมาวางเอียงให้เป็น slant



รูปที่ 8 แสดงอาหาร Simmons citrate agar slant ในหลอดทดลอง

### 3). สารเคมี

1. Kovacs indole reagent
2. Methyl red reagent
3. 40% (w/v) KOH
4. 1-Naphthol



รูปที่ 9 แสดงชุดน้ำยาทดสอบ IMViC test 27



#### 4). เชื้อมาตรฐาน (Reference culture)

1. *Escherichia coli* TISTR 073
2. *Salmonella enterica* subsp. *enterica* ser. Typhimurium TISTR 2519
3. *Staphylococcus aureus* ATCC 6538

#### 5). เอกสารอ้างอิง (Reference)

1. ปรับมาจากเล่มคู่มือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. (2558). วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที่ 3 หน้า 89 – 103. Standard Methods for Food Analysis Volume III. กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี.

2. American public health association (APHA). Standard method for the examination of water and wastewater. 23<sup>rd</sup> ed. Washington DC; 2017 (9221 A – C, E, G, 9225 C – D)

เพื่อใช้ภายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

#### 6). ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์และการอ่านผลการทดลอง

##### 1. การเตรียมตัวอย่าง

ถ้าเป็นตัวอย่างน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จะต้องทำการเขย่าตัวอย่างให้เข้าด้วยกัน เทตัวอย่างจากแต่ละภาชนะปริมาตรเท่า ๆ กัน ใส่ในภาชนะที่ปลอดเชื้อปริมาตรไม่น้อยกว่า 100 มิลลิลิตร หรือปริมาตรอื่นที่ต้องการทดสอบ (ตัวอย่างเริ่มต้น)

##### 2. การตรวจสอบเบื้องต้น (Presumptive test)

2.1 ใช้แอลกอฮอล์ 70% ทาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติการ

2.2 เขย่าขวดตัวอย่างให้เข้ากันอย่างน้อย 25 ครั้ง แล้วเปิดน้ำตัวอย่างเริ่มต้นปริมาตรหลอดละ 10 มิลลิลิตร ลงในหลอด Lauryl Sulfate Lactose Broth (LST) ที่มีความเข้มข้น 2 เท่า และมีหลอดดักก๊าซอยู่จำนวน 10 หลอด

2.3 นาหลอด LST broth ทุกหลอดมาบ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ  $35 \pm 0.5$  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  $24 \pm 2$  ชั่วโมง ถ้าไม่มีก๊าซเกิดขึ้น ให้บ่มต่อจนครบ  $48 \pm 3$  ชั่วโมง สังเกตหลอดที่ขุ่นและเกิดก๊าซในหลอดดักก๊าซ ให้บันทึกผลเป็นบวก

##### 3. การตรวจสอบขั้นยืนยัน (Confirmed test)

3.1 เขย่าหลอด LST broth ที่เป็นผลบวกให้เข้ากัน แล้วถ่ายเชื้อแต่ละหลอด 1 loop ลงใน Brilliant Green Lactose Bile broth 2% (BGLB) นามาบ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ  $35 \pm 0.5$  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  $48 \pm 3$  ชั่วโมง (สำหรับ coliforms) สังเกตหลอดที่ขุ่นและเกิดก๊าซในหลอดดักก๊าซที่เกิดมากกว่า 1 ใน 10 ของหลอดดักก๊าซ ให้บันทึกจำนวนหลอดที่ให้ผลเป็นบวก รายงานผล MPN coliforms โดยนาไปอ่านค่าจากตาราง MPN (ภาคผนวก 2) จะได้ค่า MPN coliforms น้อยกว่า 1.1 ต่อตัวอย่าง 100 มิลลิลิตร 28

3.2 และนาหลอด LST broth ที่เป็นผลบวกเขย่าให้เข้ากัน แล้วถ่ายเชื้อแต่ละหลอด 1 loop ลงใน EC medium นามาบ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ  $44.5 \pm 0.2$  องศาเซลเซียส ในอ่างน้ำแบบควบคุมอุณหภูมิเป็นเวลา  $24 \pm 2$  ชั่วโมง (สำหรับ fecal coliforms) สังเกตหลอดที่ขุ่นและเกิดก๊าซในหลอดดักก๊าซที่เกิดมากกว่า 1 ใน 10 ของหลอดดักก๊าซ ให้บันทึกจำนวนหลอดที่ให้ผลเป็นบวก รายงานผล MPN fecal coliforms โดยนาไปอ่านค่าจาก ตาราง MPN (ภาคผนวก 2) จะได้ค่า MPN fecal coliforms น้อยกว่า 1.1 ต่อตัวอย่าง 100 มิลลิลิตร

#### 4. การตรวจสอบขั้นสมบูรณ์ (Completed test) ของ *E. coli*

นาหลอด BGLB หรือ EC medium ที่ให้ผลเป็นบวก มาทำการ streak plate ลงบน Eosin Methylene Blue (EMB) agar บ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ  $35 \pm 0.5$  องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 – 24 ชั่วโมง บันทึกลักษณะที่เกิดขึ้น ซึ่งลักษณะโคโลนีเฉพาะของ *E. coli* มีสีเขียวสะท้อนเงาโลหะ (metallic sheen) (ในบางสายพันธุ์ อาจไม่เกิดลักษณะเฉพาะนี้ได้) นาโคโลนีที่เกิดขึ้นมาเพิ่มจำนวนโดยทำการ streak plate ลงบนอาหาร TSA แล้วจึงทำการทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมีต่อไป ยืนยันผลทดสอบโดยใช้ IMViC test ทำได้โดย

##### 4.1 การทดสอบ Indole production test (I)

- เลี้ยงเชื้อในอาหาร Tryptone broth และบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  
- หยดด้วย Kovacs indole reagent 5 – 10 หยด เขย่าแรงๆ แล้วตั้งทิ้งไว้ให้ amylalcohol แยกชั้นและเกิดปฏิกิริยานาน 1 นาที

การอ่านและแปลผล

A. ถ้าเกิดสารประกอบสีม่วงแดงในชั้น amylalcohol ให้บันทึก indole +

B. แต่ถ้าเกิดสีเหลืองของน้ำยา ให้บันทึก indole –

##### 4.2 การทดสอบ MR test (M)

- เลี้ยงเชื้อในอาหาร MR – VP broth และบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  
- แบ่งอาหารปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดทดลอง  
- แล้วหยดด้วย methyl red reagent 1-2 หยด โดยให้น้ำยาค่อย ๆ ไหลไปตามข้างหลอดโดยไม่ต้องเขย่า  
การอ่านและแปลผล

A. ถ้า methyl red เปลี่ยนเป็นสีแดง ให้บันทึก MR +

B. แต่ถ้า methyl red เป็นสีเหลืองหรือสีส้ม ให้บันทึก MR –

##### 4.3 การทดสอบ VP test (Vi)

- จากหลอดอาหาร MR – VP broth ที่แบ่งไว้ในการทดสอบ MR test เมื่อบ่มครบ 2 วันแล้ว  
- แบ่งอาหารปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดทดลอง  
- หยดด้วย 40% (w/v) KOH และ 1-Naphthol อย่างละ 5 – 10 หยด เขย่าแรง ๆ แล้วตั้งทิ้งไว้ให้เกิดปฏิกิริยานาน 30 นาที 29

การอ่านและแปลผล

A. ถ้าเกิดสารประกอบสีชมพูแดง ให้บันทึก VP +

B. แต่ถ้าไม่เกิดสารประกอบสีชมพูแดง ให้บันทึก VP -

หมายเหตุ : ถ้าผลการทดสอบ VP 2 วัน ได้ค่าเป็น - ให้บ่มต่อจนครบ 5 วัน แล้วนำมาทดสอบซ้ำ

#### 4.4 การทดสอบ Citrate utilization test (C)

-ใช้ loop และเชื้อด้วยวิธี aseptic technique ลากบนอาหาร Simmons citrate agar slant

- บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และบันทึกผลการทดลอง

การอ่านและแปลผล

A. ถ้าอาหารเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ให้บันทึก citrate +

B. แต่ถ้าอาหารยังคงเป็นสีเขียว ให้บันทึก citrate -

ตารางสรุปปฏิกิริยาทาง *E. coli*

ชีวเคมี (IMViC test) ของ

*E. coli* Biochemical

test

Indole Positive (Negative :

biotype 2)

Methyl red Positive

Voges-Proskauer Negative

Citrate Negative

#### 7). การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

7.1 Coliforms MPN/ 100 มิลลิลิตร หรือ Total coliforms MPN/ 100 มิลลิลิตร

7.2 Fecal coliforms MPN/ 100 มิลลิลิตร

7.3 *E. coli* ต่อตัวอย่าง 100 มิลลิลิตร พบ หรือ ไม่พบ

#### 8). ระยะเวลาดำเนินการ

ใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์รวมการเตรียมอุปกรณ์และอาหารเลี้ยงเชื้อทั้งสิ้น 7 – 14 วัน

9). รายละเอียดเพิ่มเติม: ภาคผนวก 2 หน้า 66 การตรวจวิเคราะห์ Coliforms, Fecal coliforms และ *Escherichia coli* ในน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยวิธี Most Probable Number (MPN)

## 2.2 การตรวจวิเคราะห์ *Staphylococcus aureus* ในน้ำบริโภคน้ำ ด้วยวิธีการกรองผ่านแผ่นเมมเบรน (Membrane Filtration)

### 1). วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ

1. เครื่องปั๊มระบบสุญญากาศ (vacuum pump)
2. ชุดกรองเมมเบรน (membrane filter unit)
3. แผ่นกรองเมมเบรนปราศจากเชื้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 47 mm pore size 0.22  $\mu\text{m}$
4. ตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) อุณหภูมิ  $35 \pm 0.5$  องศาเซลเซียส และ  $35 - 37$  องศาเซลเซียส
5. ปากคีบ (forceps) ปากแบน
6. ไมโครปิเปต (micropipette) และปิเปตทิป ขนาด 1 มิลลิลิตร
7. หัวง่ายเชื้อและเข็ม (loop and needle)
8. แผ่นกระจกสไลด์ (slide)
9. กล้องจุลทรรศน์ oil immersion objective
10. 95% (v/v) ethanol
11. กระจกเช็ดเลนส์
12. 70% (v/v) ethanol
13. ตะเกียงแอลกอฮอล์
14. ไฟแช็ค หรือ ไม้ขีดไฟ
15. หลอดทดลอง (test tube) ขนาด  $100 \times 13$  มิลลิเมตร
16. กระจกตวง ขนาด 100 มิลลิลิตร
17. ขวดรูปชมพู่ (flask) หรือขวดแก้วฝาเกลียว ขนาด 250 และ 500 มิลลิลิตร
18. จานเพาะเชื้อ (petri dish)
19. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (autoclave) อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที
20. ตู้ปลอดเชื้อ Laminar air flow

### 2). อาหารเลี้ยงเชื้อ

1. Baird-Parker (BP) agar


#### วิธีการเตรียม

- 1.1 ชั่งอาหารเลี้ยงเชื้อ BP agar base สำเร็จรูป จำนวน 63.00 กรัม ละลายในน้ำกลั่น 950 มิลลิลิตร
- 1.2 ต้มให้วุ้นละลายดี แบ่งใส่ flask หรือขวดดูแรน
- 1.3 นำไปนึ่งฆ่าเชื้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง autoclave ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15

นาที

- 1.4 รอจนอุณหภูมิตกลงเหลือประมาณ  $50 - 55$  องศาเซลเซียส เติม Egg yolk Tellurite Emulsion ลงไปผสมในอาหาร ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ด้วยวิธี aseptic technique

1.5 เทใส่จานเพาะเชื้อที่ปลอดเชื้อปริมาณจานละ 15 – 20 มิลลิลิตร จะได้อาหารที่มีสีเหลืองขุ่น



รูปที่ 10 แสดงอาหารเลี้ยงเชื้อ Baird-Parker agar ในจานเพาะเชื้อ




รูปที่ 11 แสดงลักษณะ Egg yolk Tellurite Emulsion

## 2. Brain heart infusion (BHI) broth

### วิธีการเตรียม

- 2.1 ชั่งอาหารเลี้ยงเชื้อ (BHI) broth สำเร็จรูป จำนวน 37 กรัม ละลายในน้ำกลั่น จำนวน 1 ลิตร
- 2.2 นำไปอุ่นให้อาหารละลายดี แบ่งใส่หลอดทดลอง ปริมาตรหลอดละ 2 มิลลิลิตร
- 2.3 นำไปนึ่งฆ่าเชื้อนิ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง autoclave ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที



รูปที่ 12 แสดงอาหารเลี้ยงเชื้อ BHI broth ในหลอดทดลอง 32

### 3). สารเคมี (ภาคผนวก 3)

1. Coagulase plasma, rabbit with EDTA
2. ชุดสีย้อมแกรม (Gram stain reagent)
3. 3% hydrogen peroxide solution

### 4). เชื้อมาตรฐาน (Reference culture)

1. *Staphylococcus aureus* ATCC 6538
2. *Escherichia coli* TISTR 073

### 5). เอกสารอ้างอิง (Reference)

1. ปรับมาจากเล่มคู่มือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. (2558). วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที่ 5 หน้า 119 – 125. Standard Methods for Food Analysis Volume V. กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี.

2. American public health association (APHA). Standard method for the examination of water and wastewater. 23<sup>rd</sup> ed. Washington DC; 2017 (9213 B)

3. U.S. Food and Drug Administration. Bacteriological Analytical Manual. (2016). *BAM Chapter 12: Staphylococcus aureus*. [Online]. Available: <http://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bam-chapter-12-staphylococcus-aureus>. [2020, April 30].

เพื่อใช้ภายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

### 6). ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์และการอ่านผลการทดลอง

#### 1. การเตรียมตัวอย่าง

ถ้าเป็นตัวอย่างน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จะต้องทำการเขย่าตัวอย่างให้เข้าด้วยกัน เทตัวอย่างจากแต่ละภาชนะปริมาตรเท่า ๆ กัน ใส่ในภาชนะที่ปลอดเชื้อปริมาตรไม่น้อยกว่า 100 มิลลิลิตร หรือปริมาตรอื่นที่ต้องการทดสอบ (ตัวอย่างเริ่มต้น)

#### 2. การตรวจหา (detection)

2.1 ใช้แอลกอฮอล์ 70% ทาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติการในตู้ปลอดเชื้อ Laminar air flow

2.2 เตรียมชุดกรองเมมเบรนให้ปราศจากเชื้อ

2.3 ใช้ปากคีบที่ฆ่าเชื้อแล้วคีบแผ่นกรองเมมเบรนปราศจากเชื้อที่มีรู (pore size) ขนาด

0.22  $\mu\text{m}$  1 แผ่นมาวางบนส่วนของฐานรองรับกระดาษ วางกรวยรับน้ำครอบบนฐานรับกระดาษให้สนิท

2.4 เขย่าตัวอย่างให้เข้ากันอย่างน้อย 25 ครั้ง เทตัวอย่าง 100 มิลลิลิตร หรือปริมาตรอื่นที่ต้องการทดสอบลงในกรวยกรองโดยวิธีปราศจากเชื้อแล้วปิดฝาครอบ

2.5 เปิดเครื่องปั๊มระบบสุญญากาศเพื่อให้น้ำไหลผ่านจนหมด และล้างด้วยน้ำกลั่น 150 มิลลิลิตร กรองจนหมด แล้วปิดเครื่อง

2.6 ใช้ปากคีบที่ฆ่าเชื้อแล้วคีบแผ่นกรองในข้อ 2.3 มาวางบนอาหาร BP agar ระวังไม่ให้มีฟองอากาศแทรกระหว่างแผ่นกรองกับผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ

2.7 คว่ำจานเพาะเชื้อ และบ่มที่อุณหภูมิ  $35 \pm 0.5$  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  $48 \pm 4$  ชั่วโมง

2.8 บันทึกลักษณะที่เกิดขึ้น (ถ้าพบลักษณะเฉพาะของ *S. aureus* คือ กลม ชุ่ม ผิวเรียบ สีเทาถึงดำ หรือโคโลนีอื่นเนื่องด้วย *S. aureus* สามารถย่อยไข่แดงในอาหารเลี้ยงเชื้อ ทำให้อาหารวุ้นใสบริเวณที่เจริญสังเกตได้โดยยกแผ่นเมมเบรนขึ้น) ให้ทำการ streak เชื้อลงบนอาหารอาหาร BP agar 1 loop เพื่อให้ได้โคโลนีเดี่ยว ยืนยันลักษณะที่ต้องสงสัย

### 3. ทาการตรวจยืนยัน (confirmatory test)

#### 3.1 การทดสอบ Coagulase test (ภาคผนวก 3)

- เชื้อโคโลนีที่มีลักษณะเฉพาะลงใน BHI broth 0.2 – 0.3 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 35 – 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 – 24 ชั่วโมง

-เติม coagulase plasma (rabbit) with EDTA ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน บ่มที่อุณหภูมิ 35 – 37 องศาเซลเซียส สังเกตจากจับตัวกันเป็นลิ่ม (clot) ในหลอดเป็นระยะ ๆ ภายใน 6 ชั่วโมง (ถ้าลักษณะการจับตัวกันเป็นลิ่มที่เกิดขึ้นได้ positive ให้สรุปผลการวิเคราะห์ว่าพบ *S. aureus* แต่ถ้ายังไม่เกิดการจับตัวกันเป็นลิ่มให้รายงานว่า ไม่พบ *S. aureus*)

#### 3.2 การทดสอบเพิ่มเติม

-การย้อมแกรม *S. aureus* เป็นแบคทีเรียติดสีแกรมบวก (ม่วง/น้ำเงิน) รูปร่างกลม เรียงตัวเกาะกันเป็นกลุ่มคล้ายพวงองุ่น

-การทดสอบ catalase โดยการเชื้อโคโลนีที่มีลักษณะเฉพาะแต่ละบนแผ่นกระจก หยด 3% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> สังเกตฟองก๊าซที่เกิดขึ้น

ผลบวก : มีฟองก๊าซเกิดขึ้นทันที

ผลลบ : ไม่มีฟองก๊าซเกิดขึ้น

*S. aureus* ให้ผลบวก เพราะสามารถสร้างเอนไซม์ catalase ได้

### 7). การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

รายงานการตรวจวิเคราะห์ *S. aureus* ว่า พบหรือไม่พบ ต่อตัวอย่าง 100 มิลลิลิตร

### 8). ระยะเวลาดำเนินการ

ใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์รวมการจัดเตรียมอุปกรณ์และอาหารเลี้ยงเชื้อทั้งสิ้น 8 – 14 วัน

9). รายละเอียดเพิ่มเติม: ภาคผนวก 3 หน้า 74 การตรวจวิเคราะห์ *Staphylococcus aureus* ในน้ำบริโภค ด้วยวิธีการกรองผ่านแผ่นเมมเบรน (Membrane Filtration)

## 2.3 การตรวจวิเคราะห์ *Salmonella spp.* ในน้ำบริโภค ด้วยวิธีการกรองผ่านแผ่นเมม-เบรน (Membrane Filtration)

### 1). วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ

1. เครื่องปั๊มระบบสุญญากาศ (vacuum pump)
2. ชุดกรองเมมเบรน (membrane filter unit)
3. แผ่นกรองเมมเบรนปราศจากเชื้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 47 mm pore size 0.45  $\mu\text{m}$
4. ตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) อุณหภูมิ  $36 \pm 2$  และ  $41.5 \pm 1$  องศาเซลเซียส
5. ปากคีบ (forceps) ปากแบน
6. หัวถ่ายเชื้อและเข็ม (loop and needle)
7. ไมโครปิเปต (micropipette) และปิเปตทิป ขนาด 1 มิลลิลิตร
8. 70% (v/v) ethanol
9. ตะเกียงแอลกอฮอล์
10. ไฟแช็ค หรือ ไม้ขีดไฟ
11. หลอดทดลอง (test tube) ขนาด 150\*16 มิลลิเมตร
12. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (autoclave) อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที
13. ไมโครเวฟ (microwave)
14. ขวดดูแรน ขนาด 100 มิลลิลิตร
15. ขวดรูปชมพู่ (flask) หรือขวดแก้วฝาเกลียว ขนาด 250 และ 500 มิลลิลิตร
16. จานเพาะเชื้อ (petri dish)
17. กระบอกตวง ขนาด 100 มิลลิลิตร
18. อ่างควบคุมอุณหภูมิ (water bath) อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส

### 2). อาหารเลี้ยงเชื้อ

1. Buffered Peptone Water (BPW)

#### วิธีการเตรียม

- 1.1 ชั่งอาหารเลี้ยงเชื้อ BPW สำเร็จรูป จำนวน 20.0 กรัม ละลายในน้ำกลั่น จำนวน 1 ลิตร
- 1.2 นำไปอุ่นให้อาหารละลายดี ใส่ขวดดูแรน ปริมาตรขวดละ 50 มิลลิลิตร
- 1.3 นำไปนึ่งฆ่าเชื้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง autoclave ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15

นาที





รูปที่ 13 แสดงอาหารเหลว Buffered Peptone Water ในขวดดูแรน

## 2. Rappaport Vassiliadis Soya Broth (RVS Broth)

### วิธีการเตรียม

- 2.1 ชั่งอาหารเลี้ยงเชื้อ RVS Broth สำเร็จรูป จำนวน 27.11 กรัม
- 2.2 ละลายในน้ำกลั่น จำนวน 1 ลิตร นาไปอุ่นให้อาหารละลายดี แบ่งใส่หลอดทดลอง ปริมาตรหลอดดละ 10 มิลลิลิตร
- 2.3 นำไปนึ่งฆ่าเชื้อนิ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง autoclave ที่อุณหภูมิ 115 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที




รูปที่ 14 แสดงอาหารเหลว RVS Broth ในหลอดทดลอง

## 3. Muller Kauffmann Tetrathionate Novobiocin Broth (MKTTn)

### วิธีการเตรียม

- 3.1 ชั่งอาหารเลี้ยงเชื้อ MKTTn broth สำเร็จรูป จำนวน 89.5 กรัม ละลายในน้ำกลั่น 1 ลิตร
- 3.2 ต้มให้อาหารเดือดละลายดี รอจนอุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ 45 องศาเซลเซียส
- 3.3 เติม Novobiocin solution ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ลงไปผสมให้เข้ากัน
- 3.4 จากนั้นเติม Iodine – iodide solution ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ลงมาผสมให้เข้ากันอีกครั้ง
- 3.5 แบ่งใส่หลอดทดลองที่ปลอดเชื้อปริมาตรหลอดละ 10 มิลลิลิตร จะได้อาหารเหลวที่มีสีเขียว




รูปที่ 15 แสดงอาหารเหลว MKTTn Broth ในหลอดทดลอง

### 4. Xylose Lysine Decarboxylase (XLD) agar

#### วิธีการเตรียม

- 1.1 ชั่งอาหารเลี้ยงเชื้อ XLD agar สำเร็จรูป จำนวน 57.00 กรัม
  - 1.2 ละลายในน้ำกลั่น 1 ลิตร ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วด้วยเครื่อง autoclave อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที
  - 1.3 ต้มด้วยไมโครเวฟให้วุ้นละลายดี แล้วอุ่นไว้ที่ water bath อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส จึงนำมาเทใส่จานเพาะเชื้อที่ปลอดเชื้อแล้วปริมาตรจานละประมาณ 15 – 20 มิลลิลิตร จะได้อาหารที่มีสีแดง
- หมายเหตุ : อาหารนี้ไม่ต้อง autoclave และควรเตรียมใช้ในปริมาณที่เพียงพอ เพราะถ้าเตรียมอาหารชนิดนี้ในปริมาณที่มากอาจทำให้ใช้ความร้อนเป็นเวลานาน จะทำให้อาหารเกิดการตกตะกอนได้ ซึ่งอาจทำให้การอ่านผลการทดสอบผิดพลาด



รูปที่ 16 แสดงอาหารเลี้ยงเชื้อ XLD agar ในจานเพาะเชื้อ

#### 5. Triple sugar iron (TSI) agar slant

##### วิธีการเตรียม

1. ชั่งอาหาร TSI agar สำเร็จรูป จำนวน 64.52 กรัม ละลายในน้ำกลั่น 1 ลิตร
2. นำไปต้มให้วุ้นละลายได้ดี แบ่งใส่หลอดทดลอง ปริมาตรหลอดละ 5-7 มิลลิลิตร
3. นำไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง autoclave ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที
4. เสร็จแล้วนำหลอดมาวางเอียงให้เป็น slant โดยให้อาหารมีก้นหลอดสูงประมาณ 1 เซนติเมตร

อาหารที่ได้จะมีสีแดง



รูปที่ 17 แสดงอาหาร Triple sugar iron (TSI) agar slant

### 3). สารเคมี

-

### 4). เชื้อมาตรฐาน (Reference culture)

1. *Salmonella enterica* subsp. *enterica* ATCC 10708
2. *Escherichia coli* TISTR 073
3. *Staphylococcus aureus* ATCC 6538

### 5). เอกสารอ้างอิง (Reference)

1. ปรับมาจากเล่มคู่มือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. (2558). วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที่ 1 หน้า 177 – 183. Standard Methods for Food Analysis Volume I. กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี.

2. ISO 19250:2010. Water quality-Detection of *Salmonella* spp.

เพื่อใช้ภายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

### 6). ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์และการอ่านผลการทดลอง

1. การเตรียมตัวอย่าง

ถ้าเป็นตัวอย่างน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จะต้องทำการเขย่าตัวอย่างให้เข้าด้วยกัน เทตัวอย่างจากแต่ละภาชนะปริมาตรเท่า ๆ กัน ใส่ในภาชนะที่ปลอดเชื้อปริมาตรไม่น้อยกว่า 100 มิลลิลิตร หรือปริมาตรอื่นที่ต้องการทดสอบ (ตัวอย่างเริ่มต้น)

2. การตรวจหา (detection)

2.1 ใช้แอลกอฮอล์ 70% ทาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติการในตู้ปลอดเชื้อ Laminar air flow

2.2 เตรียมชุดกรองเมมเบรนให้ปราศจากเชื้อ

2.3 ใช้ปากคีบที่ฆ่าเชื้อแล้วคีบแผ่นกรองเมมเบรนปราศจากเชื้อที่มีรู (pore size) ขนาด 0.45  $\mu\text{m}$  1 แผ่นมาวางบนส่วนของฐานรองรับกระดาษ วางกรวยรับน้ำครอบบนฐานรองรับกระดาษให้สนิท

- การเพิ่มปริมาณเชื้อเริ่มต้น (Pre – enrichment)

2.4 เขย่าตัวอย่างให้เข้ากันอย่างน้อย 25 ครั้ง เทตัวอย่าง 100 มิลลิลิตร หรือปริมาตรอื่นที่ต้องการทดสอบลงในกรวยกรองโดยวิธีปราศจากเชื้อแล้วปิดฝาครอบ

2.5 เปิดเครื่องปั๊มระบบสุญญากาศเพื่อให้น้ำไหลผ่านจนหมด และล้างด้วยน้ำกลั่น 150 มิลลิลิตร กรองจนหมด แล้วปิดเครื่อง

2.6 ใช้ปากคีบที่ฆ่าเชื้อแล้วคีบแผ่นกรองในข้อ 2.3 ใส่ใน BPW 50 มิลลิลิตร นำไปบ่มที่อุณหภูมิ  $36 \pm 2$  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  $18 \pm 2$  ชั่วโมง

- การเพิ่มปริมาณเชื้อ (Selective enrichment)

2.7 ปิด BPW ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร จากข้อ 2.6 ใส่ใน RSV broth 10 มิลลิลิตร และบ่มที่อุณหภูมิ  $41.5 \pm 1$  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  $24 \pm 3$  ชั่วโมง (หากต้องการตรวจหา *Salmonella* spp. ที่เจริญเติบโตช้า ให้บ่ม ใน RSV broth ต่อที่อุณหภูมิ  $41.5 \pm 1$  องศาเซลเซียส จนครบเวลา  $48 \pm 4$  ชั่วโมง

2.8 ปิเปต BPW ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากข้อ 2.6 ใส่ใน MKTTn broth 10 มิลลิลิตร และบ่มที่อุณหภูมิ  $36 \pm 2$  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  $24 \pm 3$  ชั่วโมง

- การแยกเชื้อ (Isolation)

2.9 นำเชื้อจากข้อ 2.7 และ 2.8 มาทำการ streak plate ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ XLD agar ชนิดละ 1 จานเพาะเชื้อ

2.10 คำว่าจานเพาะเชื้อ และบ่มที่อุณหภูมิ  $36 \pm 2$  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  $24 \pm 3$  ชั่วโมง

2.11 บันทึกลักษณะที่เกิดขึ้น (ถ้าพบลักษณะเฉพาะของ *Salmonella* spp. คือ กลม นูน ผิวเรียบ สีใสชมพูแดง มีหรือไม่มีจุดดำตรงกลางโคโลนี) ให้ทำการตรวจยืนยันทางชีวเคมี ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ Triple sugar iron (TSI) agar slant โดยการทา stab & streak ด้วยวิธี aseptic technique เพื่อยืนยันลักษณะที่ต้องสงสัย

3. ทำการตรวจยืนยัน (confirmatory test)

3.1 การตรวจผลยืนยันด้วยอาหาร TSI agar slant ทำได้โดยใช้เข็มถ่ายเชื้อด้วยวิธีการ Stab และ Streak เชื้อบริสุทธิ์ลงบน TSI (การ stab ควรลึกประมาณ 2/3 ของหลอด) บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ  $36 \pm 2$  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  $24 \pm 3$  ชั่วโมง สังเกตจากฟองอากาศที่แทรกในอาหารหรือรอยแตกของวุ้น และอาจพบสีดำของ FeS ที่บริเวณรอย stab ซึ่งสามารถแพร่กระจายทั่วหลอด (ลักษณะโดยทั่วไปของ *Salmonella* spp. คือ ผิวหน้าอาหารเป็นสีแดงและก้นหลอดสีเหลือง สร้างแก๊ส และประมาณ 90% สร้างไฮโดรเจนซัลไฟด์ (วุ้นเปลี่ยนเป็นสีดำ) เขียนสัญลักษณ์ได้เป็น K/A, G, H<sub>2</sub>S)

3.2 ถ้าพบลักษณะดังที่กล่าวตาม ข้อ 3.1 ให้สรุปผลการวิเคราะห์ว่าพบ *Salmonella* spp. แต่ถ้าไม่พบลักษณะดังกล่าวให้รายงานว่า ไม่พบ *Salmonella* spp.

## 7). การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

รายงานการตรวจวิเคราะห์ *Salmonella* spp. ว่า พบหรือไม่พบ ต่อตัวอย่าง 100 มิลลิลิตร

## 8). ระยะเวลาดำเนินการ

ใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์รวมการจัดเตรียมอุปกรณ์และอาหารเลี้ยงเชื้อทั้งสิ้น 9 – 14 วัน

9). รายละเอียดเพิ่มเติม: ภาคผนวก 4 หน้า 83 การตรวจวิเคราะห์ *Salmonella* spp. ในน้ำบริโภคน้ำ ด้วยวิธีการกรองผ่านเมมเบรน (Membrane Filtration)